

残留水排出（フラッシング）について

J.MORITA TOKYO MFG. CORP.

TU 扱補 FLU 0 1. 15.8. TO

当社製歯科用ユニットの取扱説明書に記載の「残留水排出の手順」を抜粋しています。

取説本誌と合わせてご覧のうえ、正しく残留水排出を励行して下さい。



● 歯科用ユニットのウォーマータンクやチューブ内には一定量の給水が残留しており、長時間内部で放置されることにより水質が低下するため、使用前に排出しておく必要があります。

◆ 残留水の排出 <フラッシング>

1日1回診療開始前に、各給水回路から本体内部の残留水を排出します。詳細手順はご利用の機種に付属の取扱説明書を参照下さい。

(1) フラッシング装置★による残留水自動排出

フラッシング装置を搭載している場合は、各給水回路から残留水の自動排出が可能です。

ベースン鉢にフラッシングボウルをセットし、各メインチューブをボウル内に接続します。この状態でスタートスイッチを押すと自動で適切な残留水排出が行われます。

フラッシングランプ ● FLUSHING

フラッシング
スタートスイッチ
< TU110 の例 >



< TU110 の例 >

(2) 手動による残留水排出


フラッシング装置★を装備していない場合は、以下の手順で各給水回路の残留水排出を行います。



作業は、必ず以下の①から順に行ってください。順に従わないと、排出効率が低下します。

① オートフィルターの残留水排出

コップをセットして給水を行い、停止したらコップ内の水を捨て再度給水を行います。8回以上くりかえして下さい。



< TU110 の例 >

② スリーウェイシリンジ回路の残留水排出

術者側、アシスタント側を同時に行います。
レバーを押して水を1分間以上噴出し続けて下さい。


③ エアタービン回路の残留水排出

④ マイクロモーター回路の残留水排出

⑤ 超音波スケーラー★回路の残留水排出

各ハンドピースをホルダーから取り上げ、注水切替をONに合わせて規定時間の水を噴出させます。

各給水回路の排出所要時間（目安）	
給水回路	時間
給水装置（オートフィルター）	1分
スリーウェイシリンジ注水	
エアタービン注水	
マイクロモーター注水	2分
超音波スケーラー注水	3分



< エアタービンの例 >

★：オプション